

NIEUW!

Dat is pas comfort!

Zelfstandig uw steunkousen aan én uit in 5 stappen!

Gaat u wel eens weg of op vakantie?

Steve is er vanaf nu ook in een demontabele uitvoering: Steve Travel. Dit compacte model is gemakkelijk mee te nemen in een apart verkrijgbare draagtas. Gemak dient de mens, vindt Steve.

Het eerste en enige
hulpmiddel voor het
aan- en uittrekken van alle
soorten elastische kousen.

Nu ook
verkrijgbaar
als Steve®
Travel!



Steve® is verkrijgbaar in twee maten bij meer dan
250 verkooppunten in Nederland en België

Uw dealer:

Wordt volledig vergoed door
alle verzekeraars (behalve
VGZ, Univé, IZA en TRIAS)



steve
your support



Produced by
West Care
Berenkoog 15-19, 1822 BH Alkmaar,
0900 - 2468357 info@steunkousgemak.nl



Patented



steve
your support

Bel voor info 0900 - 2468357

www.steunkousgemak.nl

Dé hulp voor het aan- en uittrekken van
alle soorten elastische kousen

Zelfstandig uw steunkousen aan én uit in 5 stappen!

Wereldwijd dragen tientallen miljoenen mensen om medische redenen therapeutische elastische kousen. Zowel jong als oud. Het aan- en uittrekken van dit soort kousen valt helaas niet mee voor iedereen. Het is een dagelijks terugkerende en lastige bezigheid, ondanks bestaande voorhande zijnde hulpmiddelen. Met Steve® behoort dat vanaf nu tot het verleden!

tien stappen, tien voordelen...

- 1 Zelfstandig uw kousen aan én uit
- 2 Bukken niet meer nodig
- 3 Vergt weinig kracht
- 4 Eenvoudig in gebruik
- 5 Overal & altijd
- 6 Geen andere hulpmiddelen meer nodig
- 7 Geschikt voor alle soorten (elastische) kousen
- 8 Verleng de levensduur van uw kousen
- 9 Ontwikkeld voor en door de steunkousdrager
- 10 Bespaar zorgkosten

Kijk voor een uitgebreide demonstratie op www.steunkousgemak.nl


AANTREKKEN



1 Positioneer de kous met de hiel naar u toe boven Steve.



2 Zoom de kous om het instapstuk van Steve en blijf de kous opstropen tot het hakstuk bovenaan zit.



3 Steek uw voet in de kous. Plaats Steve plat op de grond en duw uw voet naar de grond.



4 Rol de Steve naar u toe en duw uw hiel op de grond (1). Trek Steve rustig omhoog (2).



5 Zet Steve terzijde en leg de kous verder aan.



UITTREKKEN



1 Schuif de ring met de opening van u af en met leesbare tekst tussen de kous en uw been.




2 Schuif de ring naar beneden tot onder de kuit.



3 Zet Steve op de ring en druk deze naar beneden.



4 Zodra de wieltjes de grond raken kunt u Steve van u af rijden.



5 Duw Steve verder van u af en trek uw been uit de kous.